

Спектрофотометр LEKI SS2109UV



Чтобы получить **выгодное предложение по стоимости прибора** отправьте запрос на коммерческое предложение нам на почту или по телефону.

email: sale@pe-lab.ru

телефон: **8 (812) 309-29-40**

Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП

Оплата по безналичному расчету согласно выставленному счету.

Отгрузка оборудования по всей РФ транспортной компанией.

Краткие технические характеристики LEKI SS2109UV:

№ в Госреестре СИ:	31210-12
Спектральный диапазон:	190-1100 нм
Оптическая схема:	с расщепленным лучом
Установка длины волны:	автоматическая
Режим "сканирование":	есть
Точность установки длины волны:	±0,3 нм
Ширина оптической щели:	1,8 нм
Срок службы:	8 лет

Подробнее о спектрофотометре LEKI SS2109UV можно узнать на странице товара:

<https://pe-lab.ru/products/spektrofotometr-leki-ss2109uv/>

