

УТ-4110D КОЛБОНАГРЕВАТЕЛЬ 1000 МЛ



НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для нагрева различных растворов, смесей, проб и образцов в круглодонных колбах.

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА С НДС

ДОСТОИНСТВА МОДЕЛИ:

- Эргономичный дизайн облегчает использование и обслуживание приборов.
- Корпус изготовлен из стали, покрытой стойкой к химическому воздействию порошковой краской.
- Нагревательный элемент изготовлен из стекловолкна с нихромовой проволокой.
- Приборы обладают отличным соотношением цены и качества.
- Выносной термодатчик обеспечивает точный контроль температуры в образце при нагреве.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Объем, л	1.0
Мощность, Вт	350
Нагрев, °C	до +400
Контроллер	Цифровой
Точность установки, °C	±1
Точность поддержания, °C	±2
Внешние габариты, мм	Ø260 x h210
Диаметр посадочного места, мм	130±5
Глубина посадочного места, мм	55±5
Вес, кг	5,5
Электропитание	220 В, 50/60 Гц
Габариты в упаковке, мм	280x280x290
Упаковка	Коробка, гофрокартон, 1 место

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Колбонагреватель: 1 шт.
- Кабель электропитания: 1 шт.
- Погружной термодатчик: 1 шт.
- Штатив с узлом крепления: 1 шт.
- Руководство по эксплуатации, паспорт: 1 экз.