

US-6150A МАГНИТНАЯ МЕШАЛКА БЕЗ ПОДОГРЕВА



НАЗНАЧЕНИЕ:

Перемешивание жидкостей с помощью вращающегося в магнитном поле якоря.

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА С НДС

ДОСТОИНСТВА МОДЕЛИ:

- Простота и надежность конструкции обеспечивают длительный срок эксплуатации.
- Эргономичный дизайн обеспечивает простоту эксплуатации и обслуживания.
- Рабочая поверхность, устойчивая к кратковременному воздействию агрессивных сред.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Скорость, об/мин	до 1500
Точность установки, об/мин	ручная-плавная
Макс. объем перемешиваемого образца, л	20
Диаметр платформы, мм	135
Нагрев, °С	нет
Мощность, Вт	30
Контроллер	аналоговый
Таймер	нет
Материал поверхности	сталь с керамическим покрытием
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Размеры, мм	160x280x85
Вес, кг	2,8
Электропитание	220В 50/60 Гц
Габариты в упаковке, мм	220x350x170

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Магнитная мешалка: 1 шт.
- Шнур питания: 1 шт.
- Якорь для перемешивания 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт: 1 экз.