

UT-4120E КОЛБОНАГРЕВАТЕЛЬ 250 МЛ



НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для нагрева различных растворов, смесей, проб и образцов в круглодонных колбах.

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА С НДС

ДОСТОИНСТВА МОДЕЛИ:

- Корпус изготовлен из стали, покрытой стойкой к химическому воздействию порошковой краской.
- Нагревательный элемент изготовлен из стекловолкна с нихромовой проволокой.
- Возможность регулировки мощности нагрева.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Объем, л	0.25
Мощность, Вт	150
Нагрев, °С	до +450
Контроллер	Аналоговый
Внешние габариты, мм	Ø195 x h165
Диаметр посадочного места, мм	85±5
Глубина посадочного места, мм	45±5
Вес, кг	2
Электропитание	220 В, 50/60 Гц
Габариты в упаковке, мм	220x230x180
Вид упаковки	Коробка, гофрокартон, 1 место

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Колбонагреватель: 1 шт.
- Шнур питания: 1 шт.
- Штатив сборный (2 секции): 1 шт.
- Держатель для термометра: 1 шт.
- Крепление к штативу: 1 шт.
- Руководство по эксплуатации, паспорт: 1 экз.