



UT-4100-3 КОЛБОНАГРЕВАТЕЛЬ ТРЕХМЕСТНЫЙ 500 МЛ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для нагрева различных растворов, смесей, проб и образцов в круглодонных колбах.

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА С НДС

ДОСТОИНСТВА МОДЕЛИ:

- Возможность регулировки мощности нагрева каждого рабочего места.
- Корпус изготовлен из стали, покрытой стойкой к химическому воздействию порошковой краской.
- Нагревательный элемент изготовлен из стекловолокна с нихромовой проволокой.
- Наличие штативных стоек.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Макс объем колбы, л	0,5
Кол-во рабочих мест, шт	3
Контроллер	Аналоговый
Макс. температура нагрева	+450°C
Регулировка мощности нагрева	Ручная, плавная
Мощность нагревателя, Вт	3*250
Внешние габариты, ДхШхВ, мм	540x230x200
Диаметр посадочного места, мм	105 ±5
Глубина посадочного места	60 ±5
Вес нетто, кг	8
Электропитание	220 В, 50/60 Гц
Габариты в упаковке, мм	650 x 335 x 310
Вес в упаковке, кг	10,3

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Колбонагреватель: 1 шт.
- Штативная стойка Ø 9 мм, L=700: 3 шт.
- Шнур питания: 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт: 1 экз.