

UH-4550 ПЛИТА НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ



НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначена для нагрева и высушивания различных растворов, смесей, проб и образцов.

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА С НДС

ДОСТОИНСТВА МОДЕЛИ:

- Простота и надежность конструкции обеспечивают длительный срок эксплуатации.
- Эргономичный дизайн обеспечивает простоту эксплуатации и обслуживания.
- Микропроцессорный PID контроллер обеспечивает точное поддержание установленной пользователем температуры.
- Приборы обладают отличным соотношением цена/качество.
- Дополнительно может комплектоваться выносным термодатчиком и штативом для выносного термодатчика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размер платформы, мм	184x184
Рабочий размер нагреваемой поверхности, мм	180x180
Материал корпуса	сталь, покрытая порошковой краской
Материал нагревательной поверхности	стеклокерамика
Контроллер	цифровой
Точность установки °С	±1,0 °С
Выносной термодатчик (опция)	PT1000
Нагрев, °С	До +550
Мощность, Вт	1050
Таймер	нет
Вес	4,5
Внешние размеры, мм	215x360x115
Электропитание	220В 50/60Гц
Габариты в упаковке, мм	280x430x200
Вес в упаковке, кг	5,1

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Плита нагревательная: 1 шт.
- Шнур питания: 1 шт.
- Руководство по эксплуатации, паспорт: 1 экз.