

## US-6100A МАГНИТНАЯ МЕШАЛКА БЕЗ ПОДОГРЕВА



### НАЗНАЧЕНИЕ:

Перемешивание жидкостей с помощью вращающегося в магнитном поле якоря.

### РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА С НДС

### ДОСТОИНСТВА МОДЕЛИ:

- Простота и надежность конструкции обеспечивают длительный срок эксплуатации.
- Эргономичный дизайн обеспечивает простоту эксплуатации и обслуживания.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Скорость, об/мин	До 1500
Точность установки, об/мин	ручная-плавная
Объем, л	3
Размер платформы, мм	Ø 135
Нагрев, °С	нет
Мощность, Вт	10
Контроллер	аналоговый
Таймер	нет
Материал поверхности	пластик
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Размеры, мм	160x260x80
Вес, кг	1,8
Электропитание	220В 50/60 Гц
Габариты в упаковке, мм	230x300x190

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Магнитная мешалка: 1 шт.
- Шнур питания: 1 шт.
- Якорь для перемешивания 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт: 1 экз.