

UT-4100D КОЛБОНАГРЕВАТЕЛЬ 500 МЛ



НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для нагрева различных растворов, смесей, проб и образцов в круглодонных колбах.

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА С НДС

ДОСТОИНСТВА МОДЕЛИ:

- Корпус изготовлен из стали, покрытой стойкой к химическому воздействию порошковой краской.
- Нагревательный элемент изготовлен из стекловолкна с нихромовой проволокой.
- Цифровой контроллер.
- Выносной термодатчик обеспечивает точный контроль температуры непосредственно в образце при нагреве.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Объем, л	0.5
Мощность, Вт	250
Нагрев, °C	до +400
Контроллер	Цифровой
Точность установки, °C	±1
Точность поддержания, °C	±2
Внешние габариты, мм	Ø195 x h170
Диаметр посадочного места, мм	100±5
Глубина посадочного места, мм	50±5
Вес, кг	2,5
Электропитание	220 В, 50/60 Гц
Габариты в упаковке, мм	220x230x200
Упаковка	Коробка, гофрокартон, 1 место

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Колбонагреватель: 1 шт.
- Штатив сборный (2 секции): 1 шт.
- Держатель термодатчика: 1 шт.
- Крепление к штативу: 1 шт.
- Погружной термодатчик: 1 шт.
- Шнур питания: 1 шт.
- Руководство по эксплуатации, паспорт: 1 экз.