

UD-1200 ДИСТИЛЛЯТОР 20 Л/Ч



НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для получения качественной дистиллированной воды (соответствует ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная) медицинского, бытового и технического назначения.

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА С НДС

ДОСТОИНСТВА МОДЕЛИ:

- Изготовлены из нержавеющей стали с помощью штамповки и сварки, что обеспечивает коррозионную стойкость и долговечность.
- Эффективный конденсатор в виде спиральной трубки обеспечивает хороший теплообмен и высокий выход дистиллированной воды.
- Автоматическое отключение при падении уровня воды (перегреве) и возобновление работы после восстановления водоснабжения.
- Моноблочная компоновка уменьшает количество изнашивающихся элементов.
- Быстроръемная конструкция камеры конденсации, облегчающая обслуживание аппарата.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность, л/час	20
Исполнение	настольное
Охлаждение	проточная вода
Расход воды на охлаждение, л/час	≤ 160
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Материал камеры	нержавеющая сталь
Мощность, кВт	13,5
Габариты, мм;	360x390x1010
Масса, кг	11
Электропитание, В	380

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Дистиллятор: 1 шт.
- Шланг для подключения к воде: 1 шт.
- Шланг для подключения к канализации: 1шт
- Шнур электропитания: 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт: 1 экз.