


УТ-4601 ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ 1000 л



НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначены для высушивания, кондиционирования, лёгкого обжига, вулканизации и прочих операций термической подготовки и обработки.

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА С НДС



ДОСТОИНСТВА МОДЕЛИ:

- Быстрый и равномерный нагрев рабочей камеры.
- Цифровой ПИД-регулятор на нечёткой логике (FuzzyLogic).
- Обратный таймер (шкаф прекращает работать по истечении заданного времени).
- Камера из нержавеющей стали.
- Принудительная циркуляция воздуха (вентилятор).
- Независимый механический контроллер системы защиты от перегрева.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Объем камеры л	1000
Нагрев, °С	50-250
Вентиляция	принудительная
Контроллер	цифровой
Дискретность установки температуры, °С	±1
Дискретность установки времени таймера, мин	±1
Таймер, мин	1-9999
Неравномерность температуры по объему, °С	1%
Материал камеры	нержавеющая сталь
Материал корпуса	сталь, покрытая порошковой краской
Стандартное/ максимальное количество устанавливаемых полок, шт.	2/7
Совокупная нагрузка, кг	35
Материал полка	нержавеющая сталь
Размеры камеры, см	100x100x100
Мощность кВт	6
Габаритные размеры, мм	1600x1300x1330
Размеры в упаковке, мм	1770x1420x1500
Масса нетто, кг	200
Масса брутто, кг	240
Электропитание	380В, 3 фазы

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Сушильный шкаф: 1 шт.
- Полка: 2 шт.
- Держатель для полки: 4 шт.
- Кабель электропитания: 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт: 1 экз.