



UT-4301E БАНЯ ВОДЯНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначены для нагревания, выпаривания, высушивания, экстракции и других операций термической обработки проб.

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА С НДС

ДОСТОИНСТВА МОДЕЛИ:

- Цифровой контроллер
- Высокая точность установки и поддержания температуры теплоносителя.
- Отображение на дисплее текущей температуры нагрева теплоносителя.
- Наличие таймера.
- Обратный отсчет времени с момента достижения заданной температуры.
- Шланг для слива теплоносителя с фиксатором.
- Ванна выполнена из нержавеющей стали.
- Верхняя крышка полностью съемная.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кол-во мест	1
Объем, л	3,5
Материал корпуса	сталь, покрашенная порошковой краской
Материал ванны	нержавеющая сталь
Внешние размеры, мм	365x220x175
Внутренние размеры, мм	170x170x120
Полезная глубина, мм	90
Нагрев, °C	комн. +10...+99,9
Точность установки заданной температуры, °C	0,1
Точность поддержания, °C	±1,0
Контроллер	цифровой
Таймер	999 мин
Мощность, Вт	400
Слив теплоносителя	Шланг с фиксатором
Вес	3,5
Электропитание	220 В 50/60 Гц
Габариты в упаковке, мм	410x330x250
Вид упаковки	коробка, гофрокартон, 1 место

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Водяная баня: 1 шт.
- Шнур питания: 1 шт.
- Решетка защитная: 1 шт.
- Крышка с отверстиями для колб: 1 шт.
- Комплект колец с отверстиями: 1 компл.
- Руководство по эксплуатации, паспорт: 1 экз.