



UD-1050 ДИСТИЛЛЯТОР 5 Л/Ч

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для получения качественной дистиллированной воды (соответствует ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная) медицинского, бытового и технического назначения.

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА С НДС

ДОСТОИНСТВА МОДЕЛИ:

- Изготовлены из нержавеющей стали с помощью штамповки и сварки, что обеспечивает коррозионную стойкость и долговечность.
- Эффективный конденсатор в виде спиральной трубки обеспечивает хороший теплообмен и высокий выход дистиллированной воды.
- Автоматическое отключение при падении уровня воды (перегреве) и возобновление работы после восстановления водоснабжения.
- Моноблочная компоновка уменьшает количество изнашивающихся элементов.
- Быстроръемная конструкция камеры конденсации, облегчающая обслуживание аппарата.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Производительность, л/час	5
Исполнение	настольное
Охлаждение	проточная вода
Расход воды на охлаждение, л/час	≤ 45
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Материал камеры	нержавеющая сталь
Мощность, кВт	4,5
Габариты, мм;	240x300x720
Масса, кг	6
Электропитание, В	220
Габариты в упаковке, мм	380x360x840

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Дистиллятор: 1 шт.
- Шланг для подключения к воде: 1 шт.
- Шланг для подключения к канализации: 1шт
- Шнур электропитания: 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт: 1 экз.