

## UT-4120D КОЛБОНАГРЕВАТЕЛЬ 250 МЛ



### НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для нагрева различных растворов, смесей, проб и образцов в круглодонных колбах.

### РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА С НДС

### ДОСТОИНСТВА МОДЕЛИ:

- Корпус изготовлен из стали, покрытой стойкой к химическому воздействию порошковой краской.
- Нагревательный элемент изготовлен из стекловолкна с нихромовой проволокой.
- Цифровой контроллер.
- Выносной термодатчик обеспечивает точный контроль температуры непосредственно в образце при нагреве.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Объем, л                      | 0.25                          |
| Мощность, Вт                  | 150                           |
| Нагрев, °C                    | до +400                       |
| Контроллер                    | Цифровой                      |
| Точность установки, °C        | ±1                            |
| Точность поддержания, °C      | ±2                            |
| Внешние габариты, мм          | Ø195 x h170                   |
| Диаметр посадочного места, мм | 90±5                          |
| Глубина посадочного места, мм | 45±5                          |
| Вес, кг                       | 2,5                           |
| Электропитание                | 220 В, 50/60 Гц               |
| Габариты в упаковке, мм       | 220x230x200                   |
| Упаковка                      | Коробка, гофрокартон, 1 место |

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Колбонагреватель: 1 шт.
- Штатив сборный (2 секции): 1 шт.
- Держатель термодатчика: 1 шт.
- Крепление к штативу: 1 шт.
- Погружной термодатчик: 1 шт.
- Шнур питания: 1 шт.
- Руководство по эксплуатации, паспорт: 1 экз.