

## Спектрофотометр LEKI SS2107



Чтобы получить **выгодное предложение по стоимости прибора** отправьте запрос на коммерческое предложение нам на почту или по телефону.

email: [sale@pe-lab.ru](mailto:sale@pe-lab.ru)

телефон: **8 (812) 309-29-40**

*Работаем с юридическими лицами, бюджетными организациями, ИП*

*Оплата по безналичному расчету согласно выставленному счету.*

*Отгрузка оборудования по всей РФ транспортной компанией.*

### Краткие технические характеристики LEKI SS2107:

№ в Госреестре СИ:	<b>31210-12</b>
Спектральный диапазон:	<b>325-1000 нм</b>
Оптическая схема:	<b>однолучевой</b>
Установка длины волны:	<b>автоматическая</b>
Режим "сканирование":	<b>есть</b>
Точность установки длины волны:	<b>±2 нм</b>
Ширина оптической щели:	<b>4 нм</b>
Срок службы:	<b>8 лет</b>

Подробнее о спектрофотометре LEKI SS2107 можно узнать на странице товара:

<https://pe-lab.ru/products/spektrofotometr-leki-ss2107/>

