

US-1550D МАГНИТНАЯ МЕШАЛКА С ПОДОГРЕВОМ



НАЗНАЧЕНИЕ:

Перемешивание жидкостей с помощью вращающегося в магнитном поле якоря.

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА С НДС

ДОСТОИНСТВА МОДЕЛИ:

- Простота и надежность конструкции обеспечивают длительный срок эксплуатации.
- Эргономичный дизайн обеспечивает простоту эксплуатации и обслуживания.
- Рабочая поверхность, устойчивая к кратковременному воздействию агрессивных сред.
- Выносной термодатчик позволяет контролировать температуру в образце.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диапазон скорости вращения, об/мин	100-1500
Шаг установки скорости вращения, об/мин	10
Макс. объем перемешиваемого образца (H ₂ O), л	20
Размер платформы, мм	184x184
Макс. нагрев платформы, °C	до +550
Шаг установки температуры, °C	1
Дискретность отображаемой температуры, °C	0,1
	±0,2
Точность поддержания с внешним датчиком, °C	
Мощность, Вт	1050
Контроллер	цифровой
Внешний термодатчик	наличие
Таймер	нет
Материал поверхности	стеклокерамика
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Размеры, мм	215x360x112
Вес, кг	5,3
Электропитание	220В 50/60 Гц
Габариты в упаковке, мм	280x430x200

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Магнитная мешалка: 1 шт.
- Шнур питания: 1 шт.
- Выносной термодатчик: 1 шт.
- Якорь для перемешивания 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт: 1 экз.