



US-8310 ВЕРХНЕПРИВОДНАЯ МЕШАЛКА

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначена для перемешивания текучих жидкостей, суспензий и эмульсий.

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА С НДС

ДОСТОИНСТВА МОДЕЛИ:

- Разработаны для перемешивания образцов и пробоподготовки в различных лабораториях.
- Специально разработанный двигатель позволяет обеспечить высокую устойчивость работы.
- Широкий выбор моделей позволит подобрать идеальный прибор для Вашей лаборатории.
- Мощный двигатель обеспечивает равномерное смешивание образцов динамической вязкостью до 10000 мПа·с, объемом до 10 литров.
- Подвижная система креплений позволяет подобрать оптимальную высоту для проведения пробоподготовки.
- Комплект аксессуаров позволяет использовать перемешивающее устройство с широким спектром лабораторной посуды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Максимальная вязкость раствора	10000 мПа/с
Объем перемешиваемой пробы	0,25 - 10,0 л
Скорость вращения вала	200-3000 об/мин
Дисплей	высококонтрастный LCD дисплей с подсветкой
Таймер	99 ч 59 мин
Максимальный крутящий момент	85 н/см
Максимальный диаметр вала мешалки	8 мм
Максимальная длина вала мешалки	500 мм
Мощность	85 Вт
Материал корпуса	пластик
Материал основания штатива	сталь, покрытая порошковой краской
Материал стойки	нержавеющая сталь
Электропитание	220 В, 50/60 Г
Габаритные размеры /вместе с крепежом /со штативом)	90 x 145/365 x h180/800 мм
Внешний размер основания	420x380 мм
Внутренний размер основания	320x270 мм
Вынос блока двигателя от центра штативной стойки	до 120 мм
Масса (со штативом)	4,5 (10) кг
Вид мешалки	лопастная с отверстиями в лопастях
Материал мешалки	нержавеющая сталь
Длина мешалки	400 мм
Диаметр вала мешалки	6 мм

Размер лопастей мешалки, ДхШ	31 x 34 мм
Диаметр открытого кольца	100 мм
Материал кольца	нержавеющая сталь
Зажимаемый размер трехпалых держателей	до 70 мм
Зажимаемый размер двупалых держателей	до 45 мм
Количество посадочных мест для дополнительных стоек	10 шт.
Количество дополнительных стоек в комплекте	2 шт.
Размер стоек	12 x 720 мм
Упаковка	картонные коробки, 2 места
Габариты в упаковке	1. 650x220x555 мм; 2. 850x50x80 мм
Вес в упаковке	1. 9,3 кг; 2. 2,5 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Верхнеприводная мешалка: 1 шт.
- Шнур питания: 1 шт.
- Мешалка лопастная: 1 шт.
- Штатив: 1 шт.
- Дополнительные стойки: 2 шт.
- Крепление к штативу 0-24 мм: 1 шт.
- Крепление к штативу 0-21 мм: 1 шт.
- Крепление к штативу 0-16 мм: 4 шт.
- Кольцо открытое 100 мм: 1 шт.
- Лапка 3-х палая: 2 шт.
- Лапка 2-х палая: 2 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт: 1 экз.